



ラテックスフリーで安心!

従来の天然ゴムの質感を再現しながら、ラテックスフリーであるためアレルギーをお持ちの患者様にも安心してご使用頂けます。

結びやすく、ほどけにくい!

Point 2



チューブ素材はポリウレタン製を採用しており、結びやすくほどけにくい仕様になっています。


Point 3

チューブと金具部分をワンタッチで取り付け



クリップ部分をカチッとはめるだけ。
静脈注射や採血時に効率的に看護師さんをアシストします。

Point 4



7つのカラーバリエーション

豊富なカラーからお好きな色を選べます。

Point 5

わかりやすい説明書付き!

写真付きの説明書が付いているので、金具とチューブの取り付けも簡単です。

MATSUYOSHI

マツヨシ ノンラテックス脈血帯

●チューブは腕に結びやすく、ほどけにくいポリウレタン製。
●従来の天然ゴムの質感を再現しています。
●ラテックスフリーですので安心です。

■品番: MY-5700
■サイズ: チューブ=φ8.4×400mm
■材質: 金具=真鍮、チューブ=ポリウレタン

【チューブの取り付け方法】



①金具を腕に装着して、ハシからクリップを右に回して「カチン」と外します。



②クリップの下の方からチューブを通します。

③金具を腕に装着して、ハシからクリップを右に回して「カチン」と外します。

④金具を腕に装着して、ハシからクリップを右に回して「カチン」と外します。

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年08月27日
登録日: 2024年12月25日
更新日: 2025年08月27日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201