



NO IMAGE

セーフティウォーカー/GB-510(cm-319191)【販売単位:1】

商品コード	cm-319191
メーカー名	オージー技研
メーカー品番	
JANコード	

【商品説明】

【※都度見積り※】 【※本商品は都度見積り商品です。ご注文頂いてから、お見積り書をお送り致します。電話かFAX、お見積りフォームからお問い合わせください】
出荷単位：1大型商品の場合、追加で送料が発生する場合がございます。【商品の説明】・歩くことは、生き生きとした生活を送るための第一歩。セーフティウォーカーGB-

510と介護する方のちょっとした手助けでひとりで歩くことの楽しさがよみがえります。・上半身と下半身をサポートすることにより、転倒の不安を一掃。セラピストや介護する方の指導、看視労力も大幅に軽減されます。・転倒の心配があるため車椅子に「座らせきり」になりがちな高齢者の移動や、大腿骨頸部骨折受傷後の早期リハビリなどに活用できます。疲れたらサドルに座って休憩できますので、行動範囲や運動時間が増大し、使用する人の自立を促進します。・サドルの高さはワンタッチで無段階に調整可能。車いすやベッドと同じ高さにできますので、スムーズに移乗できます。・また、ガススプリング式起立補助機構により、女性でも容易に起立介助が行えます。・肘掛けの高さは、クイック式の固定レバーでスムーズに調整できます。

【商品の仕様】 ●サイズ／幅約63×奥行80×高さ89～121cm、サドル昇降範囲：約37～78cm（無段階調整）、肘掛高さ調整範囲：約83から115cm（無段階調整） ●重さ／約20kg ●サドル許容荷重（垂直下向き）／880N（90kgf） ●肘掛許容範囲（垂直下向き）／左右肘掛に各440N（45kgf） ●サドル昇降機構／ガススプリング式

【商品仕様】

在庫状況: メーカー直送

税種: 標準税率(10%)

販売価格: 230,000円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月02日
登録日: 2025年02月12日
更新日: 2025年06月11日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201