



NO IMAGE

TEDサージカルストッキング 3310LF
M ショート 6ソク
圧迫機能ストッキング・ソックス 25-
2713-
01M・ショート【カーディナルヘルス
】(3310LF)(25-2713-01)【1単位】

商品コード	mt-25-2713-01
-------	---------------

メーカー名	
-------	--

メーカー品番	
--------	--

JANコード	
--------	--

【商品説明】

【商品名】TEDサージカルストッキング 3310LF M
ショート 6ソク 圧迫機能ストッキング・ソックス 25-
2713-

01【ブランド名】カーディナルヘルス【カテゴリ】手
術室・中央材料室-術中・術後保護用品-
弾性ストッキング【商品説明】●履くだけで下肢5箇所に
最良の圧が加わります。●甲の部分は人間の足型と同
じような形に織られており、膝下5cmから膝部分の生地
を薄くして、膝の運動を楽にしています。●締めつけ感
をなくすため、大腿部部分にクッションを設けました。
●つま先部に設けた穴を折り返して皮膚の色、脈拍数な
どが容易にチェックでき、むれも防ぎます。●設定圧力
は、足首部分 23.9hPa (18mmHg)、ふくらはぎ部分
18.6hPa (14mmHg)、膝 10.6hPa (8mmHg)、膝上
13.3hPa (10mmHg)、大腿
10.6hPa (8mmHg)。【メーカー品番】3310LF【薬事
分類】一般医療機器【承認・認証・届出番号】22B1X000
07KD001A【薬事販売名】T. E. D. サージカル
ストッキング

【商品説明】●履くだけで下肢5箇所に最良の圧が加わ
ります。●甲の部分は人間の足型と同じような形に織ら
れており、膝下5cmから膝部分の生地を薄くして、膝の
運動を楽にしています。●締めつけ感をなくすため、大
腿部部分にクッションを設けました。●つま先部に設け
た穴を折り返して皮膚の色、脈拍数などが容易にチェッ
クでき、むれも防ぎます。●設定圧力は、足首部分
23.9hPa (18mmHg)、ふくらはぎ部分
18.6hPa (14mmHg)、膝 10.6hPa (8mmHg)、膝上
13.3hPa (10mmHg)、大腿
10.6hPa (8mmHg)。【規格(サイズ、号数、大人用/
子供用、〇〇用等)】M・ショート【項目内容】カラー
コード【値】ホワイト【項目内容】設定圧迫圧 足首・
ふくらはぎ・膝・膝上・大腿(hPa/mmHg)【値】23.9/
18・18.6/14・10.6/8・13.3/10・10.6/8【項目内容

】測定部位（大腿上部周り/ふくらはぎ周り/膝下長）【
値】～63.4（63.5以上の方はハイソックスをご使用く
ださい。） /
30.5～38.1/～73.6cm【スペック】●規格：M・ショ
ート●入数：6足●設定圧迫圧 足首・ふくらはぎ・膝
・膝上・大腿(hPa/mmHg)：23.9/18・18.6/14・10.6
/8・13.3/10・10.6/8●測定部位（大腿上部周り/ふく
らはぎ周り/膝下長）：～63.4（63.5以上の方はハイソ
ックスをご使用ください。） /
30.5～38.1/～73.6cm●カラーコード：ホワイト【規
格①名称】規格【規格①内容】M・ショート

【商品仕様】

在庫状況: 取り寄せ
税種: 標準税率(10%)
販売価格: 15,938円(税抜)

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年09月06日
登録日: 2024年12月25日
更新日: 2025年06月08日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201