



mt-24-7032-01

マيسコクリップ式蓄光ナースウォッチ 時計 24-7032-01 MATSUYOSHI MY-NS0420P(ピンク)

商品コード

mt-24-7032-01

メーカー名

メーカー品番

JANコード

4535847021681



ナースウォッチの選び方

ナースウォッチは医療従事者の方や看護師さんに必要なポイントを押さえているものを選びましょう。

✓見やすさ

時計としての正確さはもちろん、文字盤や針のデザインがわかりやすくなっているか、また夜勤など暗い所でも見つからないかも重要なポイントです。



✓扱いやすさ

手を洗う時や患者様との接触の際に邪魔にならない、腕時計以外のタイプがおすすめです。

ポケットなどから取り出す必要のない、クリップやフックで簡単に身に着けることのできる、軽くて小型のものが良いでしょう。

また防水機能があると、清拭の際など、手が濡れる恐れがあっても安心です。



✓時計以外の機能

医療の現場で使用するツールなので、時計以外の機能もポイントです。

パルスメーター

脈拍の計測をアシストします。

マツヨシのナースウォッチのように、パルスメーターなどが付いているものがおすすめです。



マツヨシオリジナルナースウォッチの おすすめポイント①

シンプルでわかりやすい文字盤



数字も目盛りも見やすいデザイン!

マツヨシオリジナルナースウォッチの おすすめポイント②

いつでも脈拍計測 パルスメーター付き



脈拍測定を秒針が12時か6時の位置を通過した時点から脈拍数のカウント開始。

20回脈拍数をカウントした時の秒針が指す数字が1分間の脈拍数です。

他の機器がなくても即座に脈拍計測!!

看護師さんの業務をアシストします!

マツヨシオリジナルナースウォッチの おすすめポイント③

文字盤が光る 蓄光タイプ

針ではなく文字盤全体が光るので夜勤のお仕事時も見やすく便利!!



マツヨシオリジナルナースウォッチの
おすすめポイント④

濡れても安心
生活防水仕様




手を洗う頻度が多い
看護師さんも安心!

患者様の清拭の際や
手洗い後の濡れた手
でもご使用頂けます。

マツヨシオリジナルナースウォッチの
おすすめポイント⑤

クリップ・フック式で扱いやすい



胸ポケット

ベルトループ

バッグ


軽くて小さく簡単に身につけられる!!

マツヨシオリジナルナースウォッチの
おすすめポイント⑥

わかりやすい説明書付き

時刻の合わせ方も脈拍計測も簡単です!

図解の説明書
が付いているので
初めてのご使用
でも安心!



クリップ式、フック式共に
文字盤は暗い場所でも
便利な蓄光タイプ



MY-NS0430はカラビナ
フック式なので付ける
場所を選びません。

【商品説明】

●チェーンが360°回転するので、いつでも文字盤を見たい角度に合わせることができます。

【商品仕様】

在庫状況: 在庫あり
税種: 標準税率(10%)
販売価格: 1,094円(税抜)

FAX: 0355420528

ふりがな		ふりがな	
貴社名		ご担当者名	
ふりがな			
ご住所			
電話番号		FAX番号	
メールアドレス			
ご注文商品 例) 01-0101-01 丸椅子 1個			
ご要望			

販売者名: ドクターマート
Email: n.ochiai@owlowl.co.jp
Tel: 0355420554
Fax: 0355420528

発行日: 2025年11月22日
登録日: 2024年12月25日
更新日: 2025年11月11日

住所:
〒1040041
東京都中央区新富1-5-5トーア新富マンション201